

Composants individuels

Avantages

Poignet proximal ou distal (incluant les vis)			
Poignet proximal ou distal (incluant les vis)	A		
	in	cm	
CUFF 12	12	30	
CUFF 11	11	28	
CUFF 10	10	25	
CUFF 9	9	23	
CUFF 8	8	20	
CUFF 7	7	18	
CUFF 6	6	15	
CUFF 5	5	13	
CUFF 4	4	10	
CUFF 3	3.5	9	



La taille du poignet est la moitié de la circonférence du membre. Par exemple, un CUFF7 ira sur un membre dont la circonférence est 14".

Barres de côté (la paire)			
Référence de la partie	L		
	in	cm	
BAR 19	19	48	
BAR 17	17	43	
BAR 15	15	38	
BAR 13	13	33	
BAR 11	11	28	
BAR 09	9	23	
BAR 07	7	18	
BAR 05	5	13	



Ces barres en acier inoxydable lisse sont fournies par paires.

Partie recouvrant genou et coude				
Part #	b		c	
	in	cm	in	cm
PAD60	6	15	7	18
PAD50	5	13	6.5	17
PAD45	4.5	12	6	15
PAD40	4	10	5	13
PAD35	3.5	9	4	10



Les parties recouvrantes sont douces et de la forme du membre. La lanière en velcro peut être taillée à la bonne longueur.

Pour une extension sérielle du genou ou du coude

- Convient à une grande étendue d'angles d'articulation
- S'ajuste quotidiennement pour une gestion sérielle efficace
- Rapide et facile à mettre
- Mince, discrète et fraîche à porter

Ces orthèses sont spécialement conçues pour une gestion en série des contractures de flexion de genou et de coude. Les orthèses sont fines, légères et stable sur le membre. Elles sont conçues pour une utilisation non-ambulatoire. A utiliser en même temps que des exercices d'étirement réguliers pour de meilleurs résultats.



Les poignets uniques sont pré-moulés et facilement pliables à la main pour donner la forme désirée. Le poignet adhère au membre de façon confortable, et en même temps les rainures intérieures permettent à l'air de circuler. Toutes les parties sont interchangeables pour des tailles sur mesure.

D'autres excellents produits de Symmetric Designs

La Minerve
Headmaster



La Minerve
OTT



Repose-tête
pour fauteuil
roulant



Symmetric Designs

www.symmetric-designs.com



Orthèse Canadienne Sérielle



Pour une extension sérielle du genou et du coude

Ces orthèses innovatrices sont faites pour une gestion en série des contractures de flexion de genou et de coude. Elles sont appropriées pour un large éventail d'infirmités neuromusculaires et orthopédiques.

L'orthèse exerce une force d'extension constante à travers chacune des trois parties recouvrant le membre. Ajuster simplement les lanières.



Symmetric Designs

www.symmetric-designs.com

Mode d'emploi

Le membre doit être allongé autant que possible avant d'ajuster l'orthèse. La distance entre le milieu de la partie supérieure du bras au milieu de la partie inférieure du bras doit être mesurée dans cette position. (Pour le genou, mesurer de la moitié de la cuisse à la moitié de la jambe avec le membre aussi allongé que possible). Cette distance définit la longueur de la barre de côté.

La circonférence doit être mesurée au milieu de la partie supérieure et de la partie inférieure du membre. La taille du poignet (partie de l'orthèse sur l'avant-bras) est la moitié de cette circonférence. Par exemple, un poignet de taille 7 ira sur un membre dont la circonférence est 14".

Les tailles des parties recouvrant le genou ou le coude sont déterminées entre les tailles des poignets.

L'orthèse doit être ajustée avec le membre aussi étendu que possible dans la mesure où cela reste confortable. Les lanières pour les parties recouvrant le genou ou le coude doivent être ajustées de façon à être confortables et le surplus doit être coupé. Les lanières peuvent être ajustées alors que la contracture de flexion est réduite.

Pour de meilleurs résultats, faites des étirements quotidiens lorsque vous utilisez l'orthèse.



Pour créer une orthèse sérielle sur mesure

Sélectionner les différentes parties des tableaux de composants individuels suivants. Chaque orthèse doit avoir un poignet distal et proximal, basé sur les mesures du membre. Chaque orthèse doit avoir aussi 2 barres de côté, basées sur la mesure de "L", et une partie recouvrante.

Orthèse de coude



Tailles standard

Modèle	Taille	Circonférence Milieu avant-bras cm	Circonférence Milieu biceps cm
ELB01	Grand	23 - 28	28 - 33
ELB02	Moyen	20 - 23	23 - 28
ELB03	Petit	16 - 19	18 - 23
ELB04	Enfant	13 - 16	15 - 20

Les orthèses standard de coude sont assemblées en utilisant les composants listés ci-dessous

Modèle	Taille des barres	Proximal	Distal	Partie recouvrante
ELB01	BAR11	CUFF6	CUFF5	PAD45
ELB02	BAR09	CUFF5	CUFF4	PAD40
ELB03	BAR07	CUFF4	CUFF3	PAD40
ELB04	BAR05	CUFF3	CUFF3	PAD35

Tailles sur mesure disponibles

Orthèse de genou



Tailles standard

Modèle	Taille	Circonférence Mi mollet cm	Circonférence Mi cuisse cm
KE001	Grand	38 - 43	48 - 53
KE002	Moyen	33 - 38	43 - 48
KE003	Petit	28 - 33	38 - 43
KE004	Junior	23 - 28	33 - 38
KE005	Enfant	18 - 23	28 - 33

Les orthèses standard de genou sont assemblées en utilisant les composants listés ci-dessous.

Modèle	Taille des barres	Proximal	Distal	Partie recouvrante
KE001	BAR15	CUFF10	CUFF8	PAD60
KE002	BAR13	CUFF9	CUFF7	PAD50
KE003	BAR11	CUFF8	CUFF6	PAD50
KE004	BAR09	CUFF7	CUFF5	PAD45
KE005	BAR07	CUFF6	CUFF5	PAD45

Tailles sur mesure disponibles