

Beneficios

Para el profesional:

- Simple de ajustar
- Ajuste fácil utilizando los tubos intercambiables
- Tubos más largos pueden ser insertados para acomodar un alineamiento mejorado

Para el paciente y/o cuidador:

- Un collarín fresco y cómodo.
- Fácil de poner y quitar.
- Bajo contorno, aspecto discreto.
- Fácil de mantener limpio (jabón & agua).
- Cantidad de apoyo según las necesidades del paciente.

Indicaciones

El Collarín TOT es usado junto al tratamiento conservador de niños con Tortícolis Muscular Congénita si tienen 4 meses de edad o más mayores y presentan una inclinación consistente de la cabeza de 5 grados o más.

Referencias:

Para lectura adicional y ejemplos clínicos:

"Tubular Orthosis for Torticollis (TOT): A new approach to the Correction of Head Tilt in Congenital Muscular Torticollis" Mosterman et al [B.C.H.R.F. Study 1985-1986] (abstract copies available)

"The Determinants of Treatment Duration for Congenital Muscular Torticollis" - Emery, C. Physical Therapy - Vol 74, #10, October, 1994, pp 921-929

"TORTICOLLIS: Differential Diagnosis, Assessment and Treatment, Surgical Management and Bracing" ISBN 0-7890-0317-1 Karen Karmel-Ross; Published by Haworth Press

Sobre la Tortícolis

La Tortícolis Muscular Congénita es normalmente descubierta entre las 6 y 8 semanas de vida. Se caracteriza por una contractura del músculo esternocleidomastoideo, causando una lateralidad flexionada de la cabeza en el lado afectado y rotada hacia el hombro opuesto. Si no se corrige, esta postura puede conducir a una plajiocefalia y una escoliosis torácica alta.

El Collarín TOT™

Un tubo de nylon suave curvado es conectado por dos tubos cortos de nylon. Diferentes tamaños de tubos son suministrados con el collarín. Estos tubos son colocados anterior y posterior al músculo trapecio. El tubo de PVC es abrochado con una cincha de conexión. Una cincha de Velero adicional está incluida.

El Collarín TOT no es tóxico y es lavable.

La talla de niño (TOT01) es la adecuada para una edad entre 4 meses y 10 años.

La talla adulta (TOT02) es la adecuada entre 10 años y la edad adulta.



Más productos finos de Diseños Simétricos:

El Reposacabezasc Savant



Collarín Headmaster



Ortosis Para rodilla y codo



EU Registered Office for CE Technical Documentation:

Medical Engineering Consultants
28 Greville Park Avenue
Ashtead, Surrey, KT21 2QS, UK
Tel/Fax 01372-274456



El Collarín TOT™



Para Tortícolis Muscular Congénita

El Collarín TOT™ está diseñado para proporcionar un estímulo no deseado a la disposición lateral del cráneo. El paciente se aleja desde este estímulo hacia una nueva y centrada posición corregida. La adopción de una posición normal de la cabeza proporciona la capacidad de reestablecer la percepción de la horizontal y así mantener la posición corregida de la cabeza. Collarín TOT está preensamblado y preparado para ponerlo.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA
email: sales@symmetric-designs.com
www.symmetric-designs.com
Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

Instrucciones de Colocación

El Collarín está preensamblado y preparado para colocarlo. El tubo de pvc es suministrado en dos veces la circunferencia del cuello más 10-15 cm. Es unido con un conector final.



Los tubos blancos son seleccionados en función de la cantidad de inclinación lateral de la cabeza. El tubo A abarca desde posterior a la cresta del trapecio al occipucio



y el tubo B desde anterior a la cresta del trapecio hasta debajo de la punta de la apófisis mastoides. Evitar la presión en la mandíbula.



Los tubos son cortos para empezar y sustituidos por tubos más largo cuando la corrección es conseguida.

Si hay una cantidad significativa de inclinación entonces usa tubos muy cortos inicialmente.

Para una colocación correcta, el niño o la niña debería estar manteniendo su cabeza en la lineamedia, ligeramente fuera de los tubos, y debería haber espacio de al menos 1 dedo de adulto para colocarlo entre la parte de arriba del tubo de pvc claro y el cuello.

Coloca el collarín suavemente al principio y asegúrese que los tubos laterales son la longitud correcta y están en el lado correcto. Ajusta el collarín a mano para comprobar el ajuste.



CAUTION: No deje un niño/a desatendido mientras lleve puesto este collarín!

Retire el collarín del niño. Tire del tubo claro de pvc para retirar el exceso. Recorta la longitud de exceso de este tubo con tijera y reconéctalo con el conector final. Reposiciona el collarín después de cada corte para comprobar el ajuste.



Nota: Tenga cuidado de no cortar demasiado el tubo claro. Puede que no se reconecte si se corta demasiado.

Comprobaciones Finales

- Asegúrese que los tubos blancos están en posición relativa a la cresta del trapecio.
- Asegúrese que los padres o el cuidador puedan colocar el collarín correctamente, marca la parte de arriba del collar si se requiere.
- Comprueba si existen rojeces donde los tubos tocan la piel.
- El collarín puede ser cubierto con una calceta de 5cm para mejorar la comodidad.



Usa el collarín con un regimen de estiramiento para obtener mejores resultados.

Usando el collarín™

- ✓ Pon el collarín alrededor del cuello.
- ✓ Coloca los tubos blancos y conecta la cincha
- ✓ Comprueba el ajuste para puntos de presión excesivos.
- ✓ Limpia el collarín con jabón & agua regularmente.
- ✓ Retirar el collarín cuando el paciente está dormido.
- !! No dejar un niño/a desatendido mientras lleva puesto este collarín.