

Avantages

Accessoires

Pour l'essayeur:

- facile à adapter à la bonne taille (plier la minerve à la main pour l'ajuster)
- accès facile à la trachée, si besoin est
- accessoires disponibles pour modifier la fonction (voir tableaux au dos)
- toutes les parties de la minerve sont disponibles en pièce de rechange (voir la liste des prix)

Pour le porteur et/ou l'Aide soignant:

- faible conservation de la chaleur
- facile à mettre et à enlever
- discret; apparence effacée
- choix de couleurs
- facile à garder propre
- support solide de la tête

Tailles et Couleurs



Les tailles Grand, Moyen, Petit, Cadet et Enfant sont disponibles en gris, noir, beige et bleu. La taille Bébé est disponible en gris seulement.

Références:

Pour plus de lectures et d'exemples cliniques :

"Managing Neck Weakness in Clients with Neuromuscular Disease"

- Trail, M. O.T. Practice, May, 1997, pp 53-56

"Headmaster Collar Restricts Rheumatoid Atlantoaxial Subluxation"

- Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H.

Spine - Vol. 24, No. 6, March 15, 1999, pp 526 - 528

Coussinets d'extension

Partie	Taille	Taille de la minerve correspondante
HMCPL	Grand	Grand & Moyen
HMCPS	Petite	Petite & Cadet
HMCPC	Enfant	Enfant & Bébé



Deux coussinets qui peuvent être placés de différentes façons pour donner une extension ou un support latéral.

Neck Pads

Partie	Taille	Taille de la minerve correspondante
HMNPL	Grand	Grand & Moyen
HMNPS	Petite	Petite & Cadet
HMNPC	Enfant	Enfant & Bébé



Un coussinet placé au centre pour résister à une extension de façon confortable.

Anterior Support

Partie	Taille	Taille de la minerve correspondante
AST01	Grand	Grand & Moyen
AST02	Petite	Petite & Cadet
AST03	Enfant	Enfant & Bébé



Un tube antérieur supplémentaire (et un coussinet pour le menton) pour fournir une bonne résistance à la flexion.



Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513
BH The Hague, The Netherlands

La Minerve Headmaster™

Pour un support solide de la tête

Choisir la Minerve Headmaster™ c'est choisir ce qui existe de mieux pour le contrôle de la tête. Cette minerve innovatrice fournit un support complet excellent et ne vous empêche pas d'avoir l'air superbe! Légère et aérée, cette minerve est recouverte d'un tissu doux et lavable dans un grand choix de couleurs. La minerve peut être facilement modelée à la main afin de bien vous aller et d'être confortable sous le menton.



Instructions d'ajustage

Choisir la taille correcte

- La mesure "a" est la distance la plus courte sous la mâchoire du centre du menton jusqu'à l'angle de la mandibule.
- Choisissez la taille de minerve la plus proche dans la table ci-dessous (dans le doute, choisissez la minerve la plus petite)



Taille de la minerve	'a'	Taille & couleur			
		cm.	Gris	Noir	Beige
Grand	13	HMC01-G	HMC01-K	HMC01-B	HMC01-U
Moyen	11.5	HMC02-G	HMC02-K	HMC02-B	HMC02-U
Petit	10	HMC03-G	HMC03-K	HMC03-B	HMC03-U
Petit	9	HMC04-G	HMC04-K	HMC04-B	HMC04-U
Enfant	7.5	HMC05-G	HMC05-K	HMC05-B	HMC05-U
Bébé	6.5	HMC06-G	N/A	N/A	N/A

Avertissement : ce produit contient du caoutchouc naturel (latex) qui peut causer des réactions allergiques



Modèle sans latex	
Grand	LFHMC01-G
Moyen	LFHMC02-G
Petit	LFHMC03-G
Petit	LFHMC04-G
Enfant	LFHMC05-G
Bébé	LFHMC06-G

Les minerves Headmasters pour enfant sont plus douces et peuvent aller à des enfants dès 6 mois.

Donner forme à la minerve

- Plier la minerve à la main jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur et la largeur désirée
- Elle gardera la forme que vous lui avez donnée



- Plier la minerve pour dégager les clavicules si nécessaire.
- Un coussinet pour le menton peut être ajouté à la partie de la minerve qui va sur la poitrine pour un rembourrage supplémentaire



- Utiliser des accessoires pour une flexion ou une extension supplémentaire du support (voir au verso).



Contrôle final

- Vérifier que la minerve est bien ajustée de façon à être confortable sous le menton
- La courroie du cou ne devrait passer qu'à l'arrière du cou.



Pour un support supplémentaire utiliser les coussinets de cou ou les coussinets d'extension pour empêcher une extension du cou.

Utiliser le support antérieur pour rigidifier la minerve, si vous en avez besoin (voir au verso).

Utiliser la minerve Headmaster™

- ✓ Il est recommandé de faire ajuster cette minerve par un professionnel qualifié !
- ✓ Assurez-vous d'avoir choisi la bonne taille!
- ✗ Ne vous servez pas de cette minerve avec un autre équipement ou support!
- ✓ Laver la minerve avec une éponge humide et de l'eau tiède savonneuse. Rincer parfaitement avec une éponge humide. Laisser sécher.

Symmetric Designs n'accepte aucune responsabilité résultant d'un mauvais usage de ce produit