

Les accessoires du Portatif Adaptable



ADA SB

Le panier de courses

Le panier de courses permet d'avoir les mains libres, ce qui est très pratique.

Cela permet au client ayant une dextérité limitée d'avoir les deux mains libres pour prendre les marchandises sur les étagères



Les supports de cannes à pêche

Aller pêcher en eau douce ou en mer avec ce super support de canne à pêche ! Le support de canne à pêche s'emboîte dans le tube d'extension de la base ADAptable.

Disponible en modèle pour eau douce ou pour mer. Il s'utilise avec une tige d'extension. Compatible avec l'équipement de la marque Scotty.

ADA FW Support pour canne à pêche d'eau douce

ADA SW Support pour canne à pêche d'eau de mer



Le plateau repas Adaptable utilisé par Gerry Price

Avant son accident du travail en 1995, Gerry travaillait en Ingénierie et Opérations.

Depuis qu'il est devenu un tétraplégique, il comprend qu'afin d'être vivant et en bonne santé les personnes handicapées ont besoin de sortir et d'être actifs dans leur communauté.

Le Portatif Adaptable permet aux utilisateurs de fauteuil roulant d'être actifs et leur fournit un support solide pour objets portatifs. Cela permet d'avoir les mains libres. Le Portatif Adaptable peut servir à :

- Un support d'appareil photo ou de caméra
- Un support pour canne à pêche
- Un support pour parapluie
- Un support pour panier de courses
- Un bureau portable
- Un support pour plateau repas et plus !

D'autres excellents produits de Symmetric Designs

Le Repose-tête Savant

La Minerve Headmaster

L'équipement pour repose-tête de fauteuil roulant



www.symmetric-designs.com 

Le Portatif Adaptable

Une solution pour un style de vie active



Une conception universelle pour vous faire aller de l'avant !

Ajouter un bureau portable, un panier de courses, une canne à pêche, un parapluie, un appareil photo ou une caméra, un plateau ou n'importe quel objet de votre choix.

Le Portatif Adaptable se glisse simplement sous le coussin d'un fauteuil roulant électrique ou manuel.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 800-537-1724 Fax: 250-537-1998

Le système du Portatif Adaptable

Une conception universelle pour vous faire aller de l'avant !

Le Portatif Adaptable se glisse simplement sous le coussin de votre fauteuil roulant électrique ou manuel pour fournir la base d'une attache à usages multiples.



Le Portatif Adaptable fournit un support universel aux utilisateurs de fauteuils roulants.

La base facile à utiliser se glisse simplement sous le coussin du fauteuil roulant. Elle est maintenue en place par le poids de l'utilisateur. L'ajustement de la hauteur se fait par un relâchement rapide d'une pince et la tige verticale s'enlève facilement pour le changement.



ADA 01 - Base Unit



Les accessoires du Portatif Adaptable



ADA TR



ADA FT



ADA LD



Le plateau Lexan

Ce plateau solide en polycarbonate fournit une surface transparente ferme pour écrire

Le plateau repas

Fait d'une texture légère, ce plateau robuste de 28cm x 36cm ne laissera pas glisser vos boissons et vos assiettes.

Il est aussi très pratique pour poser n'importe quels petits objets qui pourraient rouler ou glisser sur une surface plane.

Le bureau portable facile à fermer

Un petit porte-document qui peut contenir vos papiers, vos stylos, etc. et en même temps sert de bureau. Il s'utilise avec une surface non lisse pour empêcher la chute des objets glissants.

Plus de jonglage avec les objets posés sur vos genoux !



ADA PL-12
ADA PL-18



ADA AA



ADA CM



ADA UC ou UB

Tiges d'extension

Disponibles en 30cm ou 36cm de long, les tiges d'extension comprennent une pièce pour installer les trépieds/supports de caméra, les supports de parasol, les adaptateurs d'angles et les supports de canne à pêche.

Adapteur d'angle

Cet adaptateur multi-fonction est fourni avec une partie plate recouverte de velcro à la surface. Il peut être utilisé pour donner une certaine inclinaison à un plateau ou à d'autres supports.

Support d'appareil photo ou caméra

Le Portatif Adaptable pour supports/trépieds de caméra ou appareil photo permet des ajustements de faible hauteur en utilisant aussi bien une manivelle à main qu'une fonction d'inclinaison de l'appareil photo ou caméra. Ce support de caméra ou d'appareil photo peut être utilisé sur le Portatif ADAPtable ou de façon autonome.

Le Portatif Adaptable pour embout de parasol

Le Portatif Adaptable pour embout de parasol peut être vissé dans un trou déjà percé dans n'importe quelle poignée en bois de parasol. Il est aussi disponible avec un parasol préinstallé.