

Le Savant

Un repose-tête pour fauteuil roulant pour un contrôle total de la tête



Le Savant Headrest™ / Le repose-tête Savant est un nouveau support unique pour la tête. Il est frais, léger et peut être facilement modelé à la main. Il fournit un support à trois niveaux de la tête afin de contrôler la flexion latérale et la rotation. Un bandeau peut être utilisé pour un support antérieur.



Caractéristiques

- Des coussinets en haut sur le côté fournissent un contrôle efficace de la flexion latérale
- Des coussinets à mi-hauteur sur le côté assurent le confort derrière les oreilles
- Des coussinets dans la partie sous-occipitale forment un support supplémentaire sous la mandibule
- Un bandeau discret fournit un support antérieur
- Des fixations faciles à relâcher tiennent le bandeau en place. Faciles à relâcher pour un ajustement minutieux
- Les coussinets sont remplis d'un gel doux pour le confort.
- Le Savant est recouvert d'un tissu doux et résistant tricoté en nylon/lycra

Équipement du repose-tête

Équipement de montage compensatoire - HRHCO

L'équipement du repose-tête comporte une boule d'acier de 25mm (1") permettant un réglage universel.

L'équipement est recouvert d'un apprêt résistant en nylon qui garde son fini plus longtemps.

L'équipement d'assemblage peut être utilisé avec les repose-tête présentés au verso, le Savant repose-tête pour un contrôle total de la tête et n'importe quel repose-tête adaptable sur une boule de 1" (25mm).



Whitmyer Adaptor

Partie # SAVANT-WA



- Cet adaptateur permet à tous les repose-tête, y compris le Savant repose-tête, d'être adapté à une boule de 3/4" (19 mm) / support d'équipement Whitmyer.

Netti Adaptor

Partie # SAVANT-NA



- Cet adaptateur permet à tous les repose-tête, y compris le Savant repose-tête, d'être adapté au support d'équipement Netti.

D'autres excellents produits de Symmetric

Designs

Orthèses pour
Genoux et
coudes



Minerve
OTT



Minerve
Headmaster



www.symmetric-designs.com



Repose-tête et équipement pour fauteuil roulant



Des produits en mousse de qualité supérieure

Ces repose-tête pour fauteuil roulant sont fait de mousse très solide et indechirable en polyuréthane. Une pièce en métal solide donne un support sur toute la longueur de l'arrière du repose-tête. Son fini fait d'une texture résistante permet un nettoyage facile à l'eau et au savon doux. Notre équipement standard avec montage en trois points peut être utilisé sur ces repose-tête. Un grand choix d'adaptateurs est disponible.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com


www.symmetric-designs.com

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

Choisissez le repose-tête qui convient le mieux à vos besoins...


Grand repose-tête - WCH01

- Sa ligne de contour lui offre un support occipital confortable
- Extrémités prolongées afin d'augmenter le support latéral
- Bouts arrondis et plus bas pour un meilleur contact des yeux
- Contour atténué autour des oreilles



Repose-tête petite combinaison - WCH03

- Forme anatomique pour le contrôle de la flexion latérale
- Support plus intime tout autour
- Support latéral prolongé dans la région cervicale
- Atténuation maximale près des oreilles



Bloc pour support du côté - WCH05

- Conçu pour le support du tronc
- Peut être utilisé comme un repose-tête quand un support ou un contact minimal est désiré




4" x 6" 10cm x 15cm

Repose-tête combinaison standard

WCH02

- Extrémités carrées prolongées pour plus de support latéral
- Plus de profondeur pour stabiliser la tête
- Contour du support plus profond pour la région occipitale
- Côtés plus bas et prolongés pour empêcher de se coincer





Petit repose-tête - WCH04

- Pour un support de tête minimal, utile dans les transports
- Support confortable de l'occiput
- Atténuation maximale près des oreilles



Repose-tête support complet - WCH06

- Conçu pour un support complet de la tête
- Un haut rembourrage latéral donne un support temporal
- Le rembourrage plus bas fournit un contrôle rotationnel
- Facilement modelable à la main pour un meilleur ajustement



22cm x 19cm x 16.5cm

Tous les repose-tête peuvent être facilement nettoyés avec du savon doux et de l'eau. Ils se montent tous sur une boule d'équipement de 1" (25mm) et sur un équipement Whitmyer et Netti avec des adaptateurs