

Multifunktionelle Hilfsarm Zubehörteile



ADA SB

Der Einkaufskorb

Der Einkaufskorb bietet handfreie Bequemlichkeit.

Mit beiden Händen frei, ermöglicht das den Einkäufer begrenzte Fingerfertigkeit um Ware aus den Regalen zu nehmen.



Der multifunktionelle Hilfsarm mit Essenstablet wird benutzt von Gerry Price

Bevor sein Arbeitsunfall in 1995 passierte, arbeitete Gerry im Maschinenbau und Bedienungen. Seitdem er querschnittsgelähmt ist, ist ihm bewusst geworden, um gesund und lebensfroh zu sein, sollten körperlich Behinderte in deren Gemeinde die Möglichkeit haben auszugehen und auch aktiv sein können.

Der multifunktionelle Hilfsarm mit Tisch ermöglicht Rollstuhlfahrern aktiv zu sein und bietet eine stabile Tischhalterung. Es ermöglicht das die Hände frei sind. Der multifunktionelle Hilfsarm mit Tisch kann mit folgendem benutzt werden:

- Kamera Halter
- Angelruten Halter
- Regenschirm Halter
- Einkaufskorb Halterung
- Klappbarer Rollstuhl Tisch
- Essenstablet Halter und mehr!

Mehr ausgezeichnete Produkte von Symmetric Designs

Savant
Rollstuhl
Kopfstütze



Headmaster
Halskrause



Rollstuhl
Kopfstützen
Apparatur



Der Tablett Unterstützung Die Lösung für ein aktives Leben



Universelles Design damit Sie loslegen können!

Sie können einen Kompakt Tisch, Einkaufskorb, Angelrute, Regenschirm, Destillierapparat, Videokamera, Essenstablet oder für was auch immer sie sich entscheiden hinzufügen.

Der multifunktionelle Hilfsarm kann einfach in Ihrer eigenen Kraft oder manuell unter der Rollstuhl Sitzpolsterung angebracht werden.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

www.symmetric-designs.com 



ADA FW Fresh Water Rod Holder

ADA SW Süßwasser Angelrutenhalter

Angelruten Halter

Gehen Sie Süßwasser oder Salzwasser angeln mit diesem großartigen Angelruten Halter! Der Halter lässt sich in dem Verlängerungsrohr am Fuße des multifunktionellen Hilfsarms anschliessen.

Erhältlich entweder als Süßwasser oder Salzwasser Modell. Für den Gebrauch mit einem Ergänzungsstab



Universelles Design damit Sie loslegen können!

Der multifunktionelle Hilfsarm kann einfach in Ihrer eigenen Kraft oder manuell unter der Rollstuhl Sitzpolsterung angebracht werden um eine vielseitige Basis für die Zusatzgeräte zu bieten.



Der multifunktionelle Hilfsarm bietet eine universelle Unterstützung für Rollstuhl Benutzer

Der einfach zu handhabende Hilfsarm gleitet sehr einfach unter die Rollstuhl Sitzpolsterung. Es wird durch das Gewicht vom Benutzer gehalten. Die Höhe kann einfach an einem Hebel verstellt werden und die senkrechte Stange kann leicht für einen Transfer entfernt werden.



ADA 01 - Base Unit



ADA TR



ADA FT



ADA LD



Lexan Tablet

Dieses stabile polykarbonat Tablet bietet eine feste transparente Fläche zum schreiben

Speise Tablet

Mit einem leicht bedrucktem Boden und einem gehobenen Rand, dieses 28 cm x 36 cm stabile Tablet macht sicher das Getränke und Essen nicht wegrutschen.

Es ist ebenso gut für kleine Objekte die auf einer flachen Fläche wegrollen oder wegrutschen können.

Klappbarer Rollstuhl Tisch

Ein kleines beigefügtes Etui, das sich aufklappen lässt beinhaltet Ihre Papiere, Stifte, etc. Es hat eine rutschfeste Fläche um Objekte davor zu bewahren das sie wegrutschen. Nie mehr wegrutschende Gegenstände in Ihrem Schoß!



ADA PL-12
ADA PL-18



ADA AA



ADA CM



ADA UC or UB

Ergänzungsstab

Erhältlich in entweder 30 cm oder 45 cm Länge, Ergänzungsstäbe haben einen Einsatz für eine Kamerahalterung/ Stative, Winkeldapter und Angelrutenhalter.

Winkeladapter

Dieser vielseitige Adapter hat eine abnehmbare obere Platte, die Oberfläche ist mit einem Klettband überzogen. Es kann dazu benutzt werden Tablets anzubringen oder andere Arbeitsgeräte. Für den Gebrauch mit einem Ergänzungsstab.

Kamera Halterung

Der multifunktionelle Hilfsarm mit einer Kamera Halterung/ Stativ bietet kleinere Höhenverstellungen beim Gebrauch von einer Handkurbel und auch eine Aneignungsfunktion für die Kamera wird geboten. Diese Kamera Halterung kann mit dem multifunktionellen Hilfsarm oder auch freistehend benutzt werden.

Regenschirm Anschluss

Der Regenschirm Anschluss vom multifunktionellen Hilfsarm kann mit jedem Holzgriff Regenschirm in ein vorgebohrtes Loch geschraubt werden.