

## Vorteile

### Für den Anpasser:

- einfach anzupassen (Kopfstütze kann mit der Hand in die richtige Form geformt werden)
- lässt sich an einer Standard drei Punkte Apparatur anbringen
- wahlweise kann das Kopfband (mit inbegriffen) mitgebraucht werden für eine zusätzliche vordere Stütze
- die Polster lassen sich einfach mit der Hand neu formen wenn der Benutzer neu positioniert wird

### Für den Träger und/oder Pfleger:

- eine kühle und bequeme Kopfstütze, eine Luft Zirkulation ist durch das modulare Design der Polster möglich
- zurückhalten von schwacher Hitze
- einfach an- und auszuziehen
- nicht auffallend; dezente Erscheinung
- einfach sauber zu halten ( mit einem Schwamm, Seife und Wasser und anschließend Luft trocknen
- komplette Kontrolle für den Kopf

## Größen und Farben



- In Erwachsenen und Klein/ Pädiatrischen Größen erhältlich
- Zur Zeit nur in Schwarz erhältlich- fragen Sie bei Symmetric Designs nach für zusätzliche Farben

## Zubehör

### Seitenpolster

Ersatzteil # SAVANT-SP

- zur zusätzlichen, seitlichen Unterstützung

Diese Stütze kann auch als eine Schalter Halterung gebraucht werden



### Whitmyer Adapter

Ersatzteil # SAVANT-WA

- Dieser Adapter ermöglicht den Savant an einer 30 mm Kugel anzupassen/ Whitmyer Halterungsapparatur



### Netti Adapter

Ersatzteil # SAVANT-NA

- Dieser Adapter ermöglicht den Savant an der Netti Halterungsapparatur anzubringen



### Kopfstütze Halterungsapparatur

Ersatzteil # HRHCO

- enthält eine 1" (25mm) Stahl Kugel was allgemeines Anpassen ermöglicht
- überzogen mit einem haltbaren nylon so das die äußere Erscheinung länger halt



### Mehrere ausgezeichnete Produkte von Symmetric Designs

Knie und Ellbogen Orthese



Torticollis Halskrause



Headmaster Halskrause



[www.symmetric-designs.com](http://www.symmetric-designs.com)



# Die Savant Kopfstütze



## Eine Rollstuhl Kopfstütze für die komplette Kopfkontrolle

Die Savant Kopfstütze ist eine neue und einzigartige Stütze für den Kopf. Es ist kühl, leichtgewichtig und kann einfach mit der Hand geformt werden. Es bietet eine drei stufige Unterstützung am Kopf um die seitliche Biegung und Drehung zu kontrollieren.

Ein Kopfband kann als vordere Stütze gebraucht werden.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: [sales@symmetric-designs.com](mailto:sales@symmetric-designs.com)

[www.symmetric-designs.com](http://www.symmetric-designs.com)

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

# Gebrauchsanweisung

## Die richtige Größe wählen

Der Savant ist in zwei Größen erhältlich:

- Erwachsene
- Klein/ Pädiatrisch



## Funktionen

**Die Savant Kopfstütze** ist eine neue und einzigartige Stütze für den Kopf. Es ist kühl, leichtgewichtig und kann einfach mit der Hand geformt werden. Es bietet eine drei stufige Unterstützung am Kopf um die seitliche Biegung und Drehung zu kontrollieren.

Ein Kopfband kann als vordere Stütze gebraucht werden.

## Größen

Erwachsene

Am Kunden:	cm
Umfang der Stirn	56 - 61
½ Umfang hinter den Ohren	20 - 30

An der Erwachsenen Kopfstütze:	
Innerer Abstand entlang der oberen Stütze	36
Innerer Abstand entlang der mittleren Stütze	20
Gesamtgröße	15



Der Savant ist aus einem einzigartigen Stahlgehäuse hergestellt, was ermöglicht, es in die gewünschte Form zu formen ohne jegliches Werkzeug dafür zu benutzen.



Die Halterung passt sich einer 25 mm Kugel an. Die Halterungsscheibe kann entfernt werden um eine kundenspezifische Apparatur mit M5 Schrauben anzubringen.

- Unverbindlich sind Netti und Whitmyer Apparatur-Adapter erhältlich



Beim Savant ist das Kopfband mit enthalten und kann für eine vordere Stütze gebraucht werden.

Der Savant kann mit oder ohne Kopfband gebraucht werden.

- Ein wenig auffallendes Kopfband dient zur Stütze für die Vorderseite
- Schnelle Öffnungsschnallen halten das Kopfband an der richtigen Stelle. Leichtes öffnen für eine genaue Anpassung



- Hohe seitliche Polster geben effektive seitliche Biegunskontrolle
- Mittlere seitlich, geformte Polster sind für den Komfort hinter den Ohren
- Untere Hinterkopf Polster geben extra Unterstützung unter dem Kiefer.
- Die Polster sind für einen angenehmen Komfort mit einem weichen Gel gefüllt.
- Der Savant ist mit einem weichen und beständigen nylon/lycra Stoff überzogen.

*Symmetric Designs trägt keine Haftung bei Falschanwendung von diesem Produkt.*

Klein/ Pädiatrisch

Am Kunden:	
Umfang der Stirn	46 - 56
½ Umfang hinter den Ohren	15 - 18

An der kleinen Kopfstütze:	
Innerer Abstand entlang der oberen Stütze	30
Innerer Abstand entlang der mittleren Stütze	18
Gesamtgröße	13