

Benefícios

Para a pessoa que vai ajustar:

- Fácil de ajustar (dobre o Collar com as mãos para o ajuste)
- Se for preciso, acesso fácil ao tubo da tráqueia
- Acessórios disponíveis para modificar funções (vide verso)
- Todas as peças do Collar estão disponíveis para a reposição (ver lista de preço)

Para o usuário e/ou enfermeira(o) ou assistente:

- O Collar é leve e confortável
- Acumulo baixo de aquecimento
- Fácil de se colocar e remover
- Perfil modesto, aparência discreta
- Variedade de cores
- Fácil de se limpar
- Apoio firme para a cabeça

Tamanhos e Cores



Grande, Médio, Pequeno, Junior & Tamanhos Infantil Disponível em Cinza, Preto, Bege & Azul. Tamanhos infantil disponível somente em Cinza.

Referências:

Para mais leitura e exemplos clínicos:

"Managing Neck Weakness in Clients with Neuromuscular Disease"
- Trail, M. O.T. Practice, May, 1997, pp 53-56

"Headmaster Collar Restricts Rheumatoid Atlantoaxial Subluxation"
- Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H.
Spine - Vol. 24, No. 6, March 15, 1999, pp 526 - 528

Acessórios

Encaixes de Extensão

# do Modelo	Tamanho	Encaixe
HMCPL	Grande	Grande & Médio
HMCPS	Pequeno	Pequeno & Junior
HMCPC	Criança	Criança & Infantil



Dois encaixes separados podem ser colocados em várias posições para ajustar e estender o apoio lateral.

Almofadas para o Pescoço de encaixe

# do Modelo	Tamanho	Encaixe
HMNPL	Grande	Grande & Médio
HMNPS	Pequeno	Pequeno & Junior
HMNPC	Criança	Criança & Infantil



A almofada é posicionada no centro do Collar para dar maior conforto e resistência à extensão

Apoio Frontal

# do Modelo	Tamanho	Encaixe
AST 01	Grande	Grande & Médio
AST 02	Pequeno	Pequeno & Junior
AST 03	Criança	Criança & Infantil



Tubo frontal móvel (e apoio para o queixo) para dar firmeza e resistir à flexão.

Outros Produtos de Alta Qualidade da Symmetric Designs

Aparelho para Cotovêlo & Joelho



Collar para Bebê



Cabeceira para cadeira de rodas



www.symmetric-designs.com



O Headmaster Collar™



Para o Apoio Firme da Cabeça

O Headmaster Collar é a melhor escolha para controlar a movimentação da cabeça.

Este colar inovador proporciona um apoio eficiente e completo, além de ter uma ótima aparência! Leve e poroso, o Headmaster Collar™ é revestido por um tecido fácil de lavar, macio e de cores variadas.

O colar é moldado com as mãos para facilitar o ajuste exato embaixo do queixo.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 800-537-1724 Fax: 250-537-1998

Instruções sobre a medida

Escolhendo o tamanho correto:

- Dimensão 'a' é a distância mais curta que vai debaixo do centro do queixo em direção ao ângulo da mandíbula.
- Selecione o tamanho mais preciso da regra de medidas abaixo (escolha a medida menor em caso de dúvida).



Tamanho do Collar	'a'		Cores & Tamánhos			
	in.	cm.	Cinza	Preto	Bege	Azul
Grande	5	13	HMC01-G	HMC01-K	HMC01-B	HMC01-U
Médio	4.5	11.5	HMC02-G	HMC02-K	HMC02-B	HMC02-U
Pequeno	4	10	HMC03-G	HMC03-K	HMC03-B	HMC03-U
Junior	3.5	9	HMC04-G	HMC04-K	HMC04-B	HMC04-U
Criança	3	7.5	HMC05-G	HMC05-K	HMC05-B	HMC05-U
Infantil	2.5	6.5	HMC06-G	N/A	N/A	N/A

OBS: ESTE PRODUTO CONTÉM BORRACHA NATURAL (LATEX) E PODE CAUSAR REAÇÃO ALÉRGICA



Versão sem Borracha Natural	
Grande	HMCF1-G
Médio	HMCF2-G
Pequeno	HMCF3-G
Junior	HMCF4-G
Criança	HMCF5-G
Infantil	HMCF6-G

Os Colares Headmaster pediátricos são mais macios e servem para bebês de até 6 meses.

Ajuste do Collar

- Dobre o Collar até a altura e largura desejada com as mãos
- O Collar ficará da forma que você moldar



- Se for necessário dobre o Collar até passar a clavícula
- Um protetor extra de queixo pode ser adicionado na parte do peito do Collar se for necessário



- Acessórios podem ser usados para apoio extra de flexão e extensão (Ver página ao lado)



Finalmente

- Verifique se o Collar se apóia firmemente debaixo do queixo
- A cinta do Collar deve passar somente por trás do pescoço



Para apoio adicional use o protetor de pescoço ou o protetor extra de extensão para resistir à extensão do pescoço.

Use o apoio Anterior (de frente) para endurecer o Collar se necessário (ver página ao lado)

Usando o Collar Headmaster

- ✓ É recomendável que um profissional qualificado ajuste este Collar!
- ✓ Tenha certeza de que selecionou o tamanho correto!
- ✗ Não prenda este Collar a nenhum outro tipo de equipamento!
- ✓ Lave o Collar com uma esponja úmida e água morna com sabão neutro. Enxágue completamente com uma esponja úmida e limpa. Secar ao ar.

A Symmetric Designs não aceita responsabilidade nenhuma de resultados derivados da aplicação errônea deste produto