

Vantaggi

Per lo specialista incaricato del posizionamento :

- collare facile da modellare a mano
- consente un facile accesso al tubo tracheale, se necessario
- accessori disponibili per modificarne la funzione (vedere dietro l'opuscolo)
- tutti i componenti del collare sono sostituibili indipendentemente (vedere il listino prezzi)

Per il paziente o l'aiuto infermiere :

- un collare traspirante, confortevole
- non trattiene il calore
- semplice da indossare e da togliere
- sobrio, di aspetto discreto
- in una varietà di colori
- facile da mantenere pulito
- sostegno forte per la testa

Misure e Colori



Le taglie Large, Medium, Small, Junior e Child (bambino) sono disponibili nei colori grigio, nero, beige e blu. La taglia Infant (pupo) è disponibile solo in grigio.

Referenze :

Per più informazioni ed esempi clinici :

"Managing Neck Weakness in Clients with Neuromuscular Disease"
- Trail, M. O.T. Practice, May, 1997, pp 53-56

"Headmaster Collar Restricts Rheumatoid Atlantoaxial Subluxation"
- Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H.
Spine - Vol. 24, No. 6, March 15, 1999, pp 526 - 528

Accessori

Cuscinetti-estensione

Modello	Taglia	Conviene per
HMCPL	Large	Large e Medium
HMCPS	Small	Small e Junior
HMCPD	Bambino	Bambino e Pupo



Due cuscinetti inseribili in modi diversi per un sostegno-estensione o laterale

Cuscinetti-collo

Modello	Taglia	Conviene per
HMNPL	Large	Large e Medium
HMNPS	Small	Small e Junior
HMNPC	Bambino	Bambino & Pupo



Un cuscinetto che si posiziona nel centro per una resistenza comoda all'estensione

Supporto anteriore

Modello	Taglia	Conviene per
AST 01	Large	Large e Medium
AST 02	Small	Small e Junior
AST 03	Bambino	Bambino e Pupo



Tubo anteriore accessorio (con cuscinetto per il mento) per una buona resistenza alla flessione

Altri prodotti eccezionali di Symmetric

Designs

Ortesi per il ginocchio e per il gomito



Collare TOT



Poggiatesta per sedia a rotelle



www.symmetric-designs.com



Il collare Headmaster



Per un sostegno rigido della testa

Il collare Headmaster è il prodotto ideale per avere il massimo sostegno della testa. Questo collare innovativo fornisce un sostegno completo senza compromettere il vostro aspetto! Leggero e traspirante, con un rivestimento lavabile, è disponibile in diversi colori. Si modella agevolmente a mano per un giusto posizionamento sotto il mento.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 800-537-1724 Fax: 250-537-1998

Istruzioni per il posizionamento

La misura giusta

- La « a » rappresenta la distanza più corta sotto la mascella tra il centro del mento e l'angolo della mandibola.
- Scegliere nella tabella sotto la taglia del collare più adeguata (in caso di dubbio, prendere la misura inferiore)



Taglia del collare	a	Taglie e colori			
	cm	Grigio	Nero	Beige	Blu
Large	13	HMC01-G	HMC01-K	HMC01-B	HMC01-U
Medium	11.5	HMC02-G	HMC02-K	HMC02-B	HMC02-U
Small	10	HMC03-G	HMC03-K	HMC03-B	HMC03-U
Junior	9	HMC04-G	HMC04-K	HMC04-B	HMC04-U
Bambino	7.5	HMC05-G	HMC05-K	HMC05-B	HMC05-U
Pupo	6.5	HMC06-G	N/A	N/A	N/A

Avvertenza: questo prodotto contiene della gomma naturale (latex) che può provocare reazioni allergiche.



Versione senza latex	
Large	HMCF1-G
Medium	HMCF2-G
Small	HMCF3-G
Junior	HMCF4-G
Bambino	HMCF5-G
Pupo	HMCF6-G

I collari pediatrici Headmaster sono più morbidi e adatti ai piccoli di oltre 6 mesi.

La forma adeguata

- Modellare il collare con le mani, per ottenere le dimensioni desiderate.
- Il collare manterrà la forma ottenuta.



- Modellare il collare in modo da liberare le clavicole, se necessario.
- La parte sullo sterno può essere imbottita con un cuscinetto per il mento.



- Abbinare agli accessori per una resistenza addizionale alla flessione e all'estensione (vedere sul retro).



Ultime verifiche

- Verificare che il collare sia ben posizionato sotto il mento.
- La fascia-collo deve passare solo dietro il collo.



Per una resistenza supplementare all'estensione del collo, adoperare il Cuscinetto-collo o gli Cuscinetti-estensione.

Abbinare al supporto anteriore per irrigidire il collare se necessario (vedere il retro).

Uso del collare Headmaster

- ✓ Si raccomanda di far posizionare questo collare da uno specialista qualificato.
- ✓ Assicurarsi che la misura sia giusta!
- x Non abbinare questo collare ad altri sostegni o attrezzature!
- ✓ Pulire il collare con una spugna appena bagnata con acqua calda e sapone. Sciacquare bene e asciugare all'aria.

Symmetric Designs non assume nessuna responsabilità per l'uso incorretto di questo prodotto.