

## Für den Techniker:

- Einfach anzupassen (die Halskrause kann mit der Hand angepasst werden)
- Falls notwendig, bietet es einen guten Zugang für einen Endotrachealschlauch
- Zubehör (siehe Rückseite) zur Änderung der Funktion ist erhältlich
- Alle Einzelteile für die Halskrause sind als Ersatzstücke erhältlich

## Für den Patienten:

- Eine moderne und bequeme Halskrause
- Hält schwache Hitze zurück
- Leicht anzuziehen und abzunehmen
- Nicht auffallend; unauffällige Erscheinung
- Verschiedene Farben zur Auswahl
- Leicht zu reinigen
- Stabile Stütze für den Kopf

## Größen und Farben



Groß, Mittel, Klein, Junior und Kinder Größen sind in Grau, Schwarz, Beige und Blau erhältlich. Die Säuglings-Größe gibt es nur in Grau.

## Empfehlungen:

Für weiteres lesen und klinische Beispiele:

„Nackenschwäche bei Kunden mit einer neuromuskulären Krankheit bewältigen“ - *Trail, M. O.T. Practice, May, 1997 Seite 53-56*

„Headmaster“ Halskragen begrenzt rheumatoid atlantoaxialgelenk Subluxation“ - *Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H Spine- Vol. 24, No.6, March 15, 1999, Seite 526-528*

## Ergänzungs-Polster

Model #	Größe	Geeignet für
HMCPL	Groß	Groß & Mittel
HMCPS	Klein	Klein & Junior
HMCPC	Kind	Kind & Säugling



Zwei Polster können unterschiedlich für die Dehnung oder als seitliche Stütze platziert werden.

## Nacken Polster

Model #	Größe	Geeignet für
HMNPL	Groß	Groß & Mittel
HMNPS	Klein	Klein & Junior
HMNPC	Kind	Kind & Säugling



Ein Polster wird zentral platziert für einen bequemen, verstärkten Widerstand im Nacken.

## Vordere Stütze

Model #	Größe	Geeignet für
AST01	Groß	Groß & Mittel
AST02	Klein	Klein & Junior
AST03	Kind	Kind & Säugling



Eine zusätzliche vordere Röhre (und Kinn Polster) gibt einen festen Widerstand gegen Abbeugen.

# Die Headmaster Halskrause™

## Für eine feste Stütze des Kopfes

Die Headmaster Halskrause™ für eine gute Kontrolle des Kopfes. Diese neue Halskrause bietet eine exzellente, allseitige Stütze und läßt Sie gut aussehen! Sie ist leicht und luftig und mit einem weichen, waschbaren Stoff überzogen, der in vielen verschiedenen Farben erhältlich ist.

Die Halskrause läßt sich leicht mit der Hand verformen um sie bequem unter dem Kinn anzupassen



Emergo Europe  
Molenstraat 15, 2513  
BH The Hague, The Netherlands



## Beschreibung zur Anpassung

- Dimension „a“ ist der kürzeste Abstand von unter dem Zentrum des Kinns bis zur äusseren Ecke des Unterkiefers



- Wählen Sie die nächstliegende Größe aus der folgenden Tabelle (Sollten Sie unsicher sein, wählen Sie eine Nummer kleiner)

Halskrausen Größe	‘a’		Größe & Farben			
	in.	cm.	Grey	Black	Beige	Teal
<b>Groß</b>	5	13	HMC01-G	HMC01-K	HMC01-B	HMC01-T
<b>Mittel</b>	4.5	11.5	HMC02-G	HMC02-K	HMC02-B	HMC02-T
<b>Klein</b>	4	10	HMC03-G	HMC03-K	HMC03-B	HMC03-T
<b>Junior</b>	3.5	9	HMC04-G	HMC04-K	HMC04-B	HMC04-T
<b>Kind</b>	3	7.5	HMC05-G	HMC05-K	HMC05-B	HMC05-T
<b>Säugling</b>	2.5	6.5	HMC06-G	N/A	N/A	N/A

Vorsicht: Dieses Produkt enthält natürliches Gummi (Latex), was allergische Reaktionen verursachen könnte



Pädiatrische „Headmaster“ Halskrausen sind weicher und sie können Säuglingen unter 6 Monaten angepasst werden.

Latex freie Version	
Groß	LFHMC01-G
Mittel	LFHMC02-G
Klein	LFHMC03-G
Junior	LFHMC04-G
Kind	LFHMC05-G
Säugling	LFHMC06-G

## Die Anpassung der Halskrause

- Biegen Sie die Halskrause in die gewünschte Höhe und Weite
- Sie bleibt in der Form wie Sie sie geformt haben



- Falls notwendig, biegen Sie die Halskrause weg vom Schlüsselbein
- Ein Polster für das Kinn kann zu dem Brustkorbbteil der Halskrause als eine extra Polsterung hinzugefügt werden



- Optional gibt es Zubehör für eine zusätzliche Beugungs- und Dehnungsunterstützung (siehe Rückseite)



## Letzte Überprüfung

- Prüfen sie nach, ob die Halskrause bequem unter dem Kinn sitzt.
- Der Tragriemen sollte sich nur im hinteren Nackenbereich befinden



Um eine Dehnung des Nackens zu vermeiden, gebrauchen als zusätzliche Stütze die Nacken Polster oder die Verlängerungspolster.

Falls notwendig, verwenden Sie die vordere Stütze damit die Halskrause unnachgiebig ist (Siehe Rückseite).

## Nutzung der „Headmaster“ Halskrause™

- ✓ Es ist notwendig, dass ein qualifizierter Fachmann die Halskrause anpasst!
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die korrekte Größe ausgewählt wurde!
- ✗ Bringen Sie die Halskrause an keiner anderen Apparatur oder Aufsatz an!
- ✓ Waschen Sie die Halskrause mit einem feuchten Schwamm und warmen Wasser mit Seife. Gründlich mit einem feuchten Schwamm abspülen. Trocknen Sie Halskrause an der Luft

Symmetric Designs trägt keine Haftung bei Missbrauch von diesem Produkt